



produkt firmy **EMEL**

GNW Aparatura do oznaczania g sto ci nasypowej w gla

Zgodno z norm PN-EN ISO 23499

Aparatura słu y do oznaczania g sto ci nasypowej niezbitego, rozdrobnionego w gla o wielko ci ziaren poni ej 37 mm.

Ukompletowanie aparatu:

- Sze cienny, stalowy pojemnik o pojemno ci $0,0284 \pm 0,000082 \text{ m}^3$ (1 stopa sze cienna) i wymiarach boku 305 mm.

Pojemnik wyposa ony jest w uchwyty

- Zasobnik sto kowy o wysoko ci 610 mm i górnym otworem o rednicy wewn trznej 510 mm i dolnym otworem o rednicy wewn trznej 115 mm. Zasobnik w cz ci dolej wyposa ony jest w zasuwk .

- Stela do zainstalowania sto kowego zasobnika i formy sze ciennej

- Listwa zgarniaj ca o wymiarach 760 x 40 x 5 mm

Do przeprowadzania badania konieczna jest tak e waga o no no ci 100 kg i dokladno ci odczytu 0,05 kg

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych.

30.08.2016. C16 T0